



Bluetooth Connection and Data Syncing (1) Enable your phone's Bluetooth, open the Sleepus app, and turn on the device. Follow the instructions on the app to bind pair and connect the device. (2) Open the app and, tap press the device button on the device. The Bluetooth light will illuminate and turn on, and the data will be synced to the app.

蓝牙连接与数据同步 (1) 打开手机蓝牙, 打开手机上的「云中飞睡眠」APP软件, 将设备开机, 按照APP指示操作绑定连接设备。(2) 打开手机App, 轻按设备按钮, 蓝牙灯亮起, 即可同步数据到手机App。

Bluetooth接続とデータの同期 (1) 携帯電話スマートフォンのBluetooth設定をオンにし、携帯電話で「スリープ中のクラウド」専用アプリSleepusAPPソフトウェアを開いてください。き、デバイスの電源を入れ、APPアプリの指示に従って接続されたデバイスをバインドします接続してください。(2) アプリを開き、デバイスのボタンをタップすると、Bluetoothランプが点灯し、データをモバイルアプリに同期させることができます。



Snore circle
YA1323

Quick Start Guide 快速入门指南 クイックスタートガイド



Snore Earset E4
鼾声抑制耳机
スノアサークル V3 plus



This product is a physiotherapy massager which is designed to massage and vibrate and stimulate the respiratory vestibular nerve in the ear muscles to keep the respiratory tract airway open when during sleeping.

本产品是一款理疗按摩器，通过按摩震动刺激呼吸道肌肉耳前庭神经，可以在睡眠时保持呼吸道畅通。

本製品は、睡眠中に起こるいびきを独自の音認識と骨伝導によって正確に捉え、搭載されたバイブレーションを発信することによって、いびきの原因である喉の筋肉のゆるみを引き締め、気道を確保しスムーズな呼吸を促す、いびき防止デバイスです。などでしっかりと抑えつけ、数分間時間を置いてから本体を装着してください。



Wearing Instructions Rotate and use the product Aas shown below. Adjust the product to a stable and comfortable position.

产品佩戴 将产品按照以下图示方法旋转佩戴，可适当调整产品位置，以佩戴稳定、舒适为宜。

装着方法


耳の上からかぶせ、フィットするまで滑らせるように装着します。



Power On/Off: Press and hold the power switch for 3 seconds to turn on the device. The power indicator will automatically turn off after 10 seconds. Press the power switch again to turn on the power indicator on again. To turn the device off, simply pPress and hold the power switch for 3 seconds to turn off the device.

开机: 长按开关键3秒，产品即开机，开机后约10秒电源灯自动熄灭，短按开关键电源灯会亮起。长按开关键3秒，即关机。

電源オン: スイッチキーを3秒間押し続けると、電源が入ります。電源を入れて約10秒後に自動的に電源ランプが消灯します。キースイッチを短く押すと電源ランプが点灯します。電源オフ 電源をオフにするには、電源スイッチを3秒間押し続け長押ししてください。



Adjusting the intensity of intervention: If the intensity of stimulation is too high, you can log in to the app and enter the Settings interface to adjust the intensity of intervention.

調整刺激干預強度: 如果感觉设备刺激强度比较强 可以登录App进入设置界面调整刺激干預強度。

介入の強さを強度調整する: いびき介入のあなたがデバイスがより強力であると感じるならば、あなたは刺激介入の強度を調整するために設定インターフェースに入るためにアプリにログインすることができます。バイブレーションが強く感じる場合、アプリを使用して強度をチョセイすることが可能です。